


## DeVilbiss Compact 525 Sauerstoffkonzentrator



Der Sauerstoffkonzentrator Compact 525 von DeVilbiss Healthcare bietet höchste Qualität. Mit einer Durchflussleistung von bis zu 5 l/min, einer hohen Sauerstoffkonzentration in allen Floweinstellungen, sowie mit den aktuellsten Produktentwicklungen zur Verringerung von Lautstärke und Stromverbrauch bestückt, erhöht der neue Compact 525 erheblich den Patientenkomfort. Der Compact 525 entspricht den aktuellen Sicherheitsanforderungen. Durch das ergonomische Design ist er leicht zu verstauen, transportieren und zu reinigen. Der Compact 525 kann bei einer Temperatur von 5 bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 10 bis 95 % betrieben werden.



Möglichkeit einen Befeuchterbecher anzuschließen



Flowmesser



Intuitives Bedienfeld

# DeVilbiss Compact 525

## Sauerstoffkonzentrator

### Produktspezifikationen

Durchfluss	0,5-5 l/min
Sauerstoffkonzentration	90-96 %
Lautstärke	< 40 dBA
Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Stromverbrauch	< 312 W
Alarmstufe	Sauerstoffalarm ab einer Konzentration von unter 84 %
Wartungsintervalle	2 Jahre
Maße	622 x 342 x 304 mm (H x B x T)
Gewicht	16,3 kg
Heil- u. Hilfsmittel-Nr.	14.24.04.0057

### Bitte beachten Sie



Absolutes Rauchverbot in Räumen mit Sauerstoffgeräten.

Das Gerät darf nicht an einer Wärmequelle wie einer offenen Flamme, einer Heizung oder einem Ofen aufgestellt und keiner hohen Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Sicherheitsbestimmungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung.

Vertrieben durch:

Linde Gas Therapeutics GmbH

Linde Healthcare, Mittenheimer Straße 62, 85764 Oberschleißheim

Telefon 089.37000-0, Fax 089.37000-37100, [www.linde-healthcare.de](http://www.linde-healthcare.de)



Hersteller:

DeVilbiss Healthcare GmbH

Kamenzer Straße 3

68309 Mannheim, Deutschland