

F&P Eson™ 2

NASALMASKE



Vertrauen fällt leicht bei Eson 2

F&P Eson 2 wurde entwickelt, um die Bedürfnisse von Patienten und Schlaftherapeuten bei allen wichtigen Meilensteinen auf dem Weg der CPAP-Therapie zu erfüllen.

ÜBER
20 DESIGNVER-
BESSERUNGEN
IM VERGLEICH
ZU F&P ESON!



Vertrauen fällt leicht ... bei allen Meilensteinen der CPAP-Therapie

Um eine Maske zu verbessern, die für Leistung und Komfort entwickelt wurde, konzentrierte sich unser Entwicklungsteam auf die einfache Anwendung, damit Sie und Ihre Patienten jedem Schritt von der Titrierung bis zur Einhaltung der Therapie vertrauen können.

Weg der CPAP-Therapie

FÜR DEN SCHLAFTHERAPEUTEN

FÜR DEN PATIENTEN



1

SCHLAFUNTERSUCHUNG

Auswahl einer Nasalmaske zur Titrierung

F&P Eson 2 hat dieselbe RollFit™ Dichtungstechnologie wie F&P Eson, die für eine zuverlässige Dichtigkeit und weniger Leckagen entwickelt wurde.



2

ERSTER PATIENTENKONTAKT

Auswahl einer Maske für die häusliche Anwendung

Das intuitive Kopfband bietet Anpassungsmöglichkeiten für den Patienten, wie z. B. die Maske direkt über den Kopf zu ziehen.



3

SET UP

Anpassung und Demonstration der Maske

Blaue Markierungen – VisiBlue™, eingebettet in die Maske, bieten visuelle Anhaltspunkte für die einfachere, schnellere und intuitivere Maskenschulung.



4

ANWENDUNG

Patient beginnt mit der Anwendung der Maske

Das Design beruht u. a. auf der einfachen Anpassung und einfachen Anwendung; damit vermindert es die Anzahl möglicher Reklamationen und stärkt das Vertrauen des Patienten.



5

THERAPIETREUE

Langzeit-Therapietreue

Eson 2 wurde entwickelt, um nicht nur in der ersten Nacht zu funktionieren, sondern um die Chance eines langfristigen Therapieerfolgs zu erhöhen.



Intuitives Kopfband

Dieses hochwertige Kopfband bietet Anpassungsmöglichkeiten für den Patienten, wie z. B. die Maske direkt über den Kopf zu ziehen.

Easy Frame

Der Easy Frame – der auf alle drei Maskenkissen passt – hat nun ein schmaleres Profil. Dadurch bietet sich eine klarere Sicht, wobei die Stabilität der Dichtung erhalten bleibt.



VisiBlue™

Blaue Markierungen, die in die wesentlichen Komponenten der Maske eingebettet sind, helfen den Patienten bei der Anwendung der Maske, ihrer Ausrichtung, Zerlegung und dem Wiederausammenbau.

RollFit Seal




Das RollFit Seal, das sich automatisch dem Nasenrücken anpasst, gewährleistet präzisen Sitz und zuverlässige Dichtigkeit.

Waschbarer Luftverteiler

Der innovative Luftverteiler, der Geräusche und Luftzug reduziert, ist jetzt waschbar und haltbarer.

Vergleich von F&P Eson und F&P Eson 2

Es erfolgten 20 Designverbesserungen, um die Nasalmaske mit den besten Leistungsmerkmalen von Fisher & Paykel Healthcare noch besser zu machen.

| KOMPONENTEN | BESONDERHEIT | F&P ESON | F&P ESON 2 |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <h2>RollFit Seal</h2>  <p>Das RollFit Seal „rollt“ auf der Nase vor und zurück, wodurch der Druck auf den Nasenrücken gesenkt und eine automatische Anpassung an zahlreiche Gesichtstypen möglich wird. Jetzt hat die Dichtung VisiBlue-Markierungen, um korrekte Anwendung, Ausrichtung, Zerlegung und Wiederausammenbau zu erleichtern.</p> | <p>Größerer Passgenauigkeitsschlüssel</p> <p>Leichtere und kompaktere Maskenkissen</p> <p>VisiBlue-Markierungen</p> | <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> | <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> |
| <h2>Intuitives Kopfband</h2>  <p>Das intuitive Kopfband – mit dem blauen oberen Band zur Erleichterung der Orientierung – kann auf mehrere Arten angepasst werden, z. B. durch Über-den-Kopf-ziehen, mit dem herkömmlichen Clip oder dem Verschluss.</p> | <p>ErgoFit Kopfband</p> <p>Intuitives Kopfband mit VisiBlue-Markierungen</p> <p>Verbesserter Kopfbandverschluss mit „Stopp-Schlaufen“</p> <p>Nahtloses, hochwertiges Kopfband</p> | <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> | <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> |
| <h2>Easy Frame</h2>  <p>Der Easy Frame passt auf alle drei Maskenkissen und besitzt jetzt ein schmaleres Profil für klarere Sicht. Der Luftverteiler, das Drehgelenk und der Clip haben ein neues Design für noch leichtere Anwendung.</p> | <p>Abnehmbares Kugelgelenk für einfachere Reinigung bei der Anwendung durch mehrere Patienten</p> <p>Waschbarer Luftverteiler aus einem Stück</p> <p>Bessere Clip-Ergonomie</p> <p>Neu gestaltetes Drehgelenk mit VisiBlue-Markierung</p> | <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> | <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> |

BESTELLNUMMERN FÜR NORDAMERIKA/ASIEN-PAZIFIK

MASKEN

| | | | |
|--------|----------------|-----------|------------------------------------|
| ESN2SA | ESON2 – klein | 400ESN221 | ESON2 Kopfband – klein |
| ESN2MA | ESON2 – mittel | 400ESN222 | ESON2 Kopfband – mittel/groß |
| ESN2LA | ESON2 – groß | 400ESN231 | ESON2 Maske (ohne Kopfb.) – klein |
| | | 400ESN232 | ESON2 Maske (ohne Kopfb.) – mittel |
| | | 400ESN233 | ESON2 Maske (ohne Kopfb.) – groß |

ERSATZTEILE

| | | | |
|-----------|-------------------------|-----------|---------------------|
| 400ESN211 | ESON2 Dichtung – klein | 400FPH241 | F&P Drehgelenk 2 |
| 400ESN212 | ESON2 Dichtung – mittel | 400ESN251 | ESON2 Clips |
| 400ESN213 | ESON2 Dichtung – groß | 400ESN261 | ESON2 Luftverteiler |
| | | 400ESN271 | ESON2 Winkelstück |

BESTELLNUMMERN FÜR ALLE ANDEREN REGIONEN

MASKEN

| | | | |
|--------|----------------|-----------|------------------------------|
| ESN2SU | ESON2 – klein | 400ESN221 | ESON2 Kopfband – klein |
| ESN2MU | ESON2 – mittel | 400ESN222 | ESON2 Kopfband – mittel/groß |
| ESN2LU | ESON2 – groß | 400FPH241 | F&P Drehgelenk 2 |
| | | 400ESN251 | ESON2 Clips |
| | | 400ESN261 | ESON2 Luftverteiler |
| | | 400ESN271 | ESON2 Winkelstück |

ERSATZTEILE

| | | | |
|-----------|-------------------------|--|--|
| 400ESN211 | ESON2 Dichtung – klein | | |
| 400ESN212 | ESON2 Dichtung – mittel | | |
| 400ESN213 | ESON2 Dichtung – groß | | |