

F&P Optiflow™+

Komfort + Zuverlässigkeit für Patienten und Klinikpersonal



F&P Optiflow™+

Die Optiflow™+-Kanüle kann mit allen F&P-Systemen, einschließlich AIRVO™ 2, verwendet werden und verfügt über die neueste innovative Technologie, um Ihren Patienten nasalen High Flow zu bieten.

Komfort + Zuverlässigkeit für Patienten und Klinikpersonal.

Das revolutionäre Design der Optiflow™+-Kanüle entstand durch das Engagement von Fisher & Paykel Healthcare, die Versorgung und die Ergebnisse so zu verbessern, damit Kliniker nasalen High Flow komfortabel und gewissenhaft bereitstellen können.

Die einzigartige, konkave Basis und die leicht konturierten Prongs wurden für einen komfortablen Sitz an den Nasenlöchern und dem Nasenseptum entwickelt. Weiche Wangenstützen fördern Stabilität und reduzieren den Druck auf das Gesicht. Unser Kopfbandclip verbessert die Schlauchhandhabung und erleichtert somit die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme sowie die Kommunikation im Vergleich zu Gesichtsmasken.



Anpassbares Kopfband bietet einen sicheren, sanften Sitz

- Keine losen Bandenden um das Gesicht herum
- Hergestellt aus sanfterem Schlauchmaterial mit Stretchwise™-Technologie

Wegen des Kopfbandclips ist keine Halteschleife erforderlich

- Unterstützt zusammen mit dem Schlauchclip das Gewicht des Schlauchsystems und verhindert das Ablösen der Kanüle
- Keine Halteschleife erforderlich
- Erleichtert die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme sowie die Kommunikation im Vergleich zu Gesichtsmasken, da der Kanülen-schlauch vom Mund ferngehalten wird

Durch die Evaqua™-Technologie wird die Bildung von mobilem Kondensat reduziert

- Aufgrund der feuchtigkeits-durchlässigen Membran kann Wasserdampf frei durch die Schlauchwände diffundieren

Doppelanschluss passt auf alle F&P-Schlauchsysteme

- Kann mit F&P AIRVO™- und F&P 850™-Systemen verwendet werden

Weiche Wangenstützen fördern die Stabilität und reduzieren den Druck auf das Gesicht

- Größere Oberfläche, um Druckstellen, Abdrücke oder Irritationen zu reduzieren
- Verbesserter Halt zwischen der Wangenstütze und dem Kopfband, um unbeabsichtigte Abtrennungen zu minimieren
- Drei farbkodierte Größen für eine sofortige Größenerkennung



Konturierte Prongs für einen sanfteren, optimierten Sitz

- Anatomisches Design für einen verbesserten Luftstrom und einen bequemeren Sitz an den Nasenlöchern
- Konkave Basis zur Minderung des Drucks auf das Septum
- Konturiert, um die Form der Oberlippe dezent nachzubilden

Produkt-Codes

OPT942	Optiflow™+ Nasenkanüle – Klein (20er-Packung)
OPT944	Optiflow™+ Nasenkanüle – Mittel (20er-Packung)
OPT946	Optiflow™+ Nasenkanüle – Groß (20er-Packung)