

TIVAN 40. Linde Heimbeatmung.



Nicht-invasiv



Invasiv



Schwesternruf
(optional)



Integrierter
Akku
(optional)



Leise



Einfache
Bedienung

Sicherheit und Flexibilität

TIVAN 40 bietet Sicherheit und Flexibilität. Mit einem Druckbereich bis zu 40 hPa und Zielvolumen ist das Gerät für die Therapie vieler Erkrankungen bestens geeignet.

TIVAN 40 enthält ein vollständiges Alarmmanagement, ein integriertes Netzteil und einen optionalen internen Akku, welcher eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden ermöglicht.



TIVAN 40.

Linde Heimbeatmung.

Artikelnummern TIVAN 40 und Zubehör

TIVAN 40	
Gerät TIVAN 40 ohne Akku	H2008903
Gerät TIVAN 40 mit Akku	H2008904

Zubehör

Atemgasbefeuchter	H2008727
Modul SpO ₂ und Rufanlage	H2008906
Kommunikationsmodul	H2008905
O ₂ -Adapter	H2002057
Filter	H2008731
Schlauchsystem	31206303

Technische Informationen

Beatmungsmodi	CPAP, T, ST, S, aPCV, PCV, PSV
IPAP	4–40 hPa
Vt	Zielvolumen 100–2000 ml
Af	0–60 pro Minute
1/2/3	3 Beatmungskonfigurationen
O ₂ intern	Sauerstoffeinleitung in das Gerät
Lautstärke	geringe Geräusentwicklung, ca. 26 dB(A)
Akkuleistung	bis zu 12 Stunden
Maße	21,8 x 17,5 x 21,8 cm (B x H x T)
Gewicht	2,4 kg

Vertrieb durch:

Linde Gas Therapeutics GmbH
Linde Healthcare, Mittenheimer Straße 62, 85764 Oberschleißheim
Telefon 089.37000-0, Fax 089.37000-37100, www.linde-healthcare.de



Hersteller:
Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG
Kronsaalweg 40
22525 Hamburg, Deutschland