



## Philips Respironics Everflo. Sauerstoffkonzentrator.



Der Sauerstoffkonzentrator EverFlo von Philips Respironics ist klein, kompakt und ergonomisch geformt. Dadurch ist er leicht zu verstauen und zu transportieren sowie einfach zu reinigen. Zudem ist der EverFlo leise im Betrieb. Das Gerät ist auf dem Markt einer der energiesparendsten Sauerstoffkonzentratoren. Durch den robusten Aufbau läuft er zuverlässig. Der EverFlo entspricht den aktuellen Sicherheitsanforderungen.



Integrierter Griff für leichten Transport mit einer Hand oder beiden Händen



Halter für Befeuchterflasche – kompatibel mit allen Flaschenformen



Aufbewahrung von Ersatzschläuchen im Gerät



Robuster Metallkanülenanschluss



Eingelassenes Flowmeter – reduziert die Gefahr einer Beschädigung



Bedienfläche mit Ein-/Ausschalter und Alarmanzeige



# Philips Respironics Everflo. Sauerstoffkonzentrator.

## Produktspezifikationen

Durchfluss	0,5 – 5 Liter pro min
Sauerstoffkonzentration	87 – 96 %
Geräuschpegel	< 40 dBA
Gewicht	15 kg
Abmessungen (HxBxT)	580 x 380 x 240 mm
SAP (Sauerstoffprozentanzeige)	Sauerstoff niedrig: 82 %
Alarmstufe	Sauerstoff sehr niedrig: < 70 %
Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Stromverbrauch	< 300 W
Wartungsintervalle	Luftreinlassfilter: 2 Jahre Bakterienfilter (Micro Disk): nach Bedarf
Heil- u. Hilfsmittelnummer	14.24.06.0022

## Bitte beachten Sie



Absolutes Rauchverbot in Räumen mit Sauerstoffgeräten.

Das Gerät darf nicht an einer Wärmequelle wie einer offenen Flamme, einer Heizung oder einem Ofen aufgestellt und keiner hohen Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Sicherheitsbestimmungen entnehmen Sie bitte der Gebaruchsanweisung.

Vertrieben durch:

Linde Gas Therapeutics GmbH

Linde Healthcare, Mittenheimer Straße 62, 85764 Oberschleißheim

Telefon (089) 37000-300, Fax (089) 37000-37300, [www.linde-healthcare.de](http://www.linde-healthcare.de)



Hersteller:

Philips GmbH ZN Respironics

Gewerbestraße 17

82211 Herrsching, Deutschland