



SimplyGo Mini

Mobiler Sauerstoffkonzentrator

Die Lösung für teilmobile Patienten

Durch das geringe Gewicht von nur 2,3 kg und einer Akkuleistung von 4,5 Stunden bietet der SimplyGo Mini zusätzliche Mobilität für demandfähige Patienten.

Klein und handlich

- Lange Akkulaufzeit von bis zu 4,5 Stunden
- Klein und handlich bei einem Gewicht von 2,3 kg
- Praktische Tragetasche mit gepolstertem Schultergurt
- Bequemes und intuitives Touchscreen-Display

Lieferumfang

- SimplyGo Mini
- Tragetasche
- Netzkabel für Gleich- und Wechselstrom
- Zubehörtasche
- Bedienungsanleitung





SimplyGo Mini

Mobiler Sauerstoffkonzentrator

Technische Daten

Sauerstoff-Fluss	Stufe 1	11 ml	220 ml/min
	Stufe 2	22 ml	440 ml/min
	Stufe 3	33 ml	660 ml/min
	Stufe 4	44 ml	880 ml/min
	Stufe 5	50 ml	1000 ml/min
Sauerstoffkonzentration	87-96 %		
Lautstärke	typische 40 dBA bei Stufe 2		
Umgebungsbedingungen	Temperatur 5-35 °C Luftfeuchtigkeit 15-93 % nicht kondensieren, trocken lagern Höhe bis 3048 m		
Akkuleistung	bei Einstellung 2 und 20 Atemzügen bis zu 4,5 Stunden Ladezeit bis zu 4 Stunden		
Maße	23,9 x 21,1 x 9,1 cm		
Gewicht	2,3 kg		
Hilfsmittel-Nr.	14.24.06.1007		



Hersteller:
Philips GmbH ZN Respironics
Gewerbestraße 17
82211 Herrsching, Deutschland

Vertrieben durch:

Linde Gas Therapeutics GmbH
Linde Healthcare, Mittenheimer Straße 62, 85764 Oberschleißheim
Telefon (089) 37000-300, Fax (089) 37000-37300, www.linde-healthcare.de