



## DeVilbiss iGo<sup>®</sup>2 Mobiler Sauerstoffkonzentrator

### Die Lösung für teilmobile Patienten

Der DeVilbiss iGo<sup>®</sup>2 ist ein weiteres Leichtgewicht unter den mobilen Sauerstoffkonzentratoren. Er wiegt gerade einmal 2,2 kg und liefert bis zu 1014 ml/min Sauerstoff im Demandmodus bei Stufe 5. Die patentierte SmartDose™-Technologie bietet zusätzliche Sicherheit. Hierbei wird die Sauerstoffabgabe automatisch Ihren Aktivitäten angepasst, so dass bei erhöhter Aktivität mehr Sauerstoff abgegeben wird. Die Akkulaufzeit von mindestens 3,5 Stunden (Stufe 2 mit 20 Atemzügen pro Minute) ermöglicht eine gute Mobilität für demandfähige Patienten.

### Klein und handlich

- Lange Akkulaufzeit
- Klein und handlich bei einem Gewicht von 2,2 kg
- Inkl. praktischer Tragetasche
- Einfache, intuitive Bedienung

### Lieferumfang

- DeVilbiss iGo<sup>®</sup>2
- Tragetasche
- Netzkabel für Gleich- und Wechselstrom
- Bedienungsanleitung





# DeVilbiss iGo<sup>®</sup> 2

## Mobiler Sauerstoffkonzentrator

### Technische Daten Sauerstoffleistung pro Stufe

Stufe	Sauerstofffluss pro Minute	Bolusvolumen bei 10 BPM (ml)	Bolusvolumen bei 20 BPM (ml)	Bolusvolumen bei 25 BPM (ml)
1	260	26,0	13,0	10,4
2	440	44,0	22,0	17,6
3	725	72,5	36,3	29,0
4	880	88,0	44,0	35,2
5	1014	101,4	50,7	40,6

ml/Atemzug +/- 15% nach ISO 80601-2-67

Stufen	1-5
Gewicht	2,2 kg
Maße	23,3 x 8,9 x 21,8 cm
Lautstärke	< 37 dB bei Stufe 2
Akkuleistung	mindestens 3,5 Stunden bei Stufe 2, 20 BPM
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 VAC, 50-60 Hz

Vertrieben durch:

Linde Gas Therapeutics GmbH  
Linde Healthcare, Mittenheimer Straße 62, 85764 Oberschleißheim  
Telefon (089) 37000-300, Fax (089) 37000-37300, [www.linde-healthcare.de](http://www.linde-healthcare.de)



Hersteller:  
DeVilbiss Healthcare LLC  
100 DeVilbiss Drive  
Somerset, PA  
15501-2125