



## Stationäre Systeme

Verbrauch Liter/Minute	bei ausschließlicher Nutzung vom stationären Behälter (41 Liter) in Tagen
0,5	44,2
1	25,2
1,5	17,1
2	12,7
2,5	10,0
3	8,3
4	6,2
5	5,0
6	4,1

Die angegebenen Werte beziehen sich auf das Gerät  
CAIRE Companion 41 der Firma Chart Industries.



Sämtliche Nutzungszeiten setzen voraus, dass

- das Gerät vollständig gefüllt wird,
- das Gerät nach Befüllung gleich benutzt wird und
- das Gerät kontinuierlich läuft.