

Tragbare Flüssigsauerstoffsysteme



Verbrauch Liter/Minute	in Stunden bei Tragegeräten (0,5 Liter Sauerstoff)	in Stunden bei Tragegeräten (1,2 Liter Sauerstoff)	spezielle Durchfluss- regler
0,5	12,2	23,0	
1	7,5	14,1	
1,5	5,5	10,2	
2	4,3	8,0	
2,5	3,6	6,6	
3	3,1	5,6	
4	2,4	4,4	
5	2,0	3,6	
6	1,7	3,0	
8	-	2,3	High Flow
10	-	1,9	High Flow
15	-	1,4	High Flow

Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Geräte CAIRE Sprint™/ CAIRE Stroller® und CAIRE Hi Flow Stroller® der Firma Chart Industries.

Bitte beachten

- Das Gerät hat eine Eigenverdampfung und gibt auch bei Nichtgebrauch Sauerstoff ab. Befüllen Sie es daher erst kurz vor der Verwendung und lagern Sie es an einem ausreichend belüfteten Ort.
- Alle Werte sind Durchschnittswerte und können individuell verschieden sein!
- Die Nutzungsdauer des Gerätes richtet sich nach der von Ihnen eingestellten Durchflussmenge je Minute.
- Bitte testen Sie die Nutzungsdauer 2- bis 3-mal zu Hause, um ein Gefühl für Ihre individuelle Nutzungsdauer zu erhalten.